

使用說明書

KWAW02

步行輔助助行器-RF型

段式把手
高度調節
(單鍵式)

煞車把
手煞車

三段式
調節輪

2way
握把

前後
折疊式

反光
設計

拐杖架



藍色



折疊時

後輪可抑制速度・即使下坡也好安心。

衛部醫器陸輸壹字第003375號



2way握把・使用超容易
標準型握把與馬蹄型握把可交替使用



後輪內置減速制動器「CONPAL」・可以抑制速度

裝載定速功能・
即使下坡也好
安心！

※Nabtesco社製



握把就近即可煞車

不管使用哪個
握把・都可即
刻煞車。



型號	KWAW02			顏色	藍
JAN	4938765 006035			購買日期	年 月 日
組裝尺寸	寬545 x 長670 x 高855 ~ 1125mm (10段 間隔30mm)			生產國	中國
握把高度	(標準型) 740 ~ 1010mm (馬蹄型) 775 ~ 1045mm			材質	本體：鋁合金 椅背・座面：尼龍 袋：聚酯纖維・PVC
摺疊尺寸	寬545 x 長450 x 高860mm				
座面尺寸	寬290 x 長330 x 座面高525mm			本體附屬品	拐杖架
收納袋尺寸	寬320 x 長160 x 高340mm			可選配件	-
收納袋容量	約14公升			使用對象者	無法安穩走路・容易跌倒者。 若下坡時・步行不穩定者。
前輪直徑	180mm	後輪直徑	200mm		
重量	約9.7kg			注意事項	●請勿在公車上・火車或手扶梯使用。 ●請勿在雨・雪・凍結等容易滑倒的地方使用。 ●若在交通擁擠的場所或是夜間使用・請特別小心。
內箱尺寸	寬555 x 長425 x 高810mm	商品箱入數	1台		
外箱尺寸	-	外箱入數	-		